

品名：Propimex[®]-1

添加鐵質限制胺基酸醫療食品

不含甲硫胺酸(methionine)及纈草

胺酸(valine)、含低量異白胺酸

(isoleucine)及蘇胺酸(threonine)

重量/包裝：400g/罐

適應症：

- 僅供經醫師診斷確認有丙酸血症或甲基丙二酸血症之嬰幼兒使用。
- 使用本產品時，必須再額外補充精確量的蛋白質及水分，以符合甲硫胺酸、纈草胺酸、異白胺酸、蘇胺酸及水分的需要量。
- 本品非供靜脈注射使用。

使用說明：

請依醫師指示使用正確沖泡。持續食用不適當沖泡的醫療食品可能會造成疾病。

沖泡指示：

各病患會因不同的需要而有不同的沖泡指示。請遵照醫師指示沖泡。

沖泡 24 小時量：

1. 請將奶瓶、奶嘴、奶栓以及沖調器具煮沸 5 分鐘後，放置冷卻備用。
2. 將多量的水煮沸，放置冷卻備用。
3. 將指示量的 Propimex[®]-1、適量之甲硫胺酸及纈草胺酸來源及其他成分放入消毒過的混合容器中。
Propimex[®]-1 必須以可讀到公克的秤精確秤量。
4. 加入適量煮沸過且降至室溫的水以調製成 24 小時的需要量。以攪拌器攪拌不超過 5 秒鐘或將消毒過的容器蓋子蓋緊充分搖晃 10-12 秒。
5. 將沖泡好的醫療食品混合液倒入消毒過的奶瓶中，蓋上蓋子，儲存於冰箱冷藏室中備用。
6. 每次食用前請充分混合均勻。若需要加溫食用，請測試溫度後再餵食。

7. 若以杯子餵食，請將沖泡好的醫療食品混合液倒入有蓋的容器中，儲存於冰箱。每次食用前，請充分混合均勻後再倒入杯中，並盡快食用。
8. 請於沖泡後 24 小時內使用完畢。每次餵食後，請將瓶中或杯中剩餘之混合液倒棄。

注意事項

- 本產品須遵照醫囑使用。
- 不適合一般靜脈注射之用。
- 不適合作為唯一營養來源。
- 本醫療食品不可以高溫加熱或烹煮。請勿使用微波爐調製或加溫本產品，以免導致嚴重燙傷。

保存方式

- 本產品請放置於乾燥或陰涼處。
- 開瓶之後應蓋好罐蓋請放置於冰箱並在一個月內使用完畢。
- 請於罐底標示之有效期限內使用完。

營養標示

每 100 公克

Calories 熱量	480 大卡
Protein 蛋白質	15.0 公克
Fat 脂質	21.7 公克
Carbohydrate 醣類	53 公克
Linoleic acid 亞麻油酸	3500 毫克
Linolenic acid 次亞麻油酸	350 毫克
L-Carnitine 肉酸	900 毫克
Vitamin A 維生素 A	420 微克當量
Vitamin D 維生素 D	7.5 微克
Vitamin E 維生素 E	10.1 毫克 α-當量
Vitamin K 維生素 K ₁	10.1 微克
Thiamin 維生素 B ₁	1.9 毫克
Riboflavin 維生素 B ₂	0.9 毫克
Vitamin B ₆ 維生素 B ₆	0.75 毫克
Vitamin B ₁₂ 維生素 B ₁₂	4.9 微克
Niacin 菸鹼酸	10 毫克
Folic acid 葉酸	230 微克
Pantothenic acid 泛酸	6.9 毫克
Biotin 生物素	65 微克

Vitamin C 維生素 C	50 毫克
Choline 膽鹼	80 毫克
Inositol 肌醇	40 毫克
Calcium 鈣	575 毫克
Phosphorus 磷	400 毫克
Magnesium 鎂	50 毫克
Iron 鐵	9 毫克
Zinc 鋅	8 毫克
Manganese 錳	0.5 毫克
Copper 銅	1.1 毫克
Iodine 碘	65 微克
Selenium 硒	20 微克
chromium 鉻	11 微克
molybdenum 鉬	12 微克
Sodium 鈉	190 毫克
Potassium 鉀	675 毫克
Chloride 氯	410 毫克

製造廠：美國亞培大藥廠羅斯產品部
 地址：COLUMBUS, OHIO 43215-1724 USA
 進口商：美商亞培股份有限公司台灣分公司
 地址：台北市民生東路三段 51 號 6 樓
 免費服務專線：0800-008-828

特殊營養食品

Propimex[®]-1



本單張無法詳載完整特殊營養食品資訊，若有任何疑問，歡迎與我們聯絡。
 諮詢專線：04-2205-2121 轉 7169、
 7170
 罕見疾病物流中心